

BEJLER UZORKIVAČ

Bejler uzorkivač (od nerđajućeg čelika i teflonski), konstruisan je za uzimanje uzoraka iz stajaćih voda (ili drugih tečnosti) sa željene dubine.

12.04 Bejler uzorkivač od nerđajućeg čelika

Bejler je specijalna cev od nerđajućeg čelika prečnika 33 mm i zapremine 250 ml. Na vrhu je otvorena a na dnu je poklopac sa kuglastim ventilom koji obezbeđuje zatvaranje.

Bejler okačen na mernu traku ili čeličnu sajlju spuštamo na željenu dubinu. Da bi izmenili vodu koja je ušla u uzorkivač u toku spuštanja, treba ga nekoliko puta pokrenuti gore-dole za oko pola metra. Nakon toga Bejler jednostavno izvučemo na površinu.

Prednosti :


- Jednostavan, lagan i kompaktan
- Visoko kvalitetan materijal je preventiva od kontaminacije uzorka
- Manje volatizacije, turbulencije i oksidacije ako koristimo priloženi deo za pražnjenje
- Lako se čisti rastvorom kiseline, alkohola ili deterdženta (moguća je i sterilizacija).
- Može se primeniti na većim dubinama

Primena :



Uzorkovaje se vrši sa bilo koje dubine, u zavisnosti od dužine merne trake ili kabla za spuštanje uzorkivača.

Uzorkovati se može u otvorenim vodama, rezervoarima, pijezometrima, bunarima i izvorima. Uzorci se mogu koristiti za hemijske, biološke i bakteriološke analize.

U slučaju uzorkovanja sa više dubina, prvo se uzorkuje sa najmanje dubine. Svako sledeće uzorkovanje je sa sledeće veće dubine. Na ovaj način se obezbeđuje da se uzorak uzima iz neporemećene vode.



Bejler uzorkivač od nerđajućeg čelika se koristi i za uzorkovanje u otvorenim vodama.



Bejler uzorkivač od nerđajućeg čelika, ceo komplet.

Izvod iz kataloga

Eijkelkamp
Agrisearch Equipment

www.eijkelkamp.com

Sertifikovani distributer:

MEGRA

Jovana Popovića 23, 11010 Beograd

011 / 397-05-09, 398.69-02

office@megra.rs

www.megra.rs